

第三章 北方雜合分析

台灣大學植物病理與微生物學系 劉瑞芬

基因表現的第一步是由RNA polymerase以轉錄反應合成出mRNA。由於mRNA是細胞內不同基因之轉錄產物，其序列與大小不一，存在量也受嚴格調控，一般約佔細胞內全部RNA的1~5%；其餘RNA分屬於rRNA(約佔80~85%)及tRNA，在真核細胞還有small nuclear RNA (snRNA)、small nucleolar RNA (snoRNA)、與small cytoplasmic RNA (scRNA)等，它們分別以RNA的型式直接參與細胞內特定功能之執行，包括蛋白質轉譯(rRNA與tRNA)、mRNA splicing (snRNA)與rRNA processing (snoRNA)等。因為轉錄反應是基因表現的重要調控點，在分析特定基因之表現情形時，勢必得先了解其mRNA的基本性質，包括長度及表現量多寡，常見之RNA分析方法包括北方雜合分析(Northern hybridization analysis)、RNase protection analysis (RPA)與real-time quantitative reverse transcriptase PCR (real-time quantitative RT-PCR)等。本章所介紹的北方雜合分析是進行mRNA分析時最常用之基礎方法；在進行北方雜合反應時，製備好之RNA以變性洋菜膠體(denaturing agarose gel)進行電泳分析後，立刻以毛細管轉印法(capillary transfer)或其他方法轉印於尼龍膜上，再以特定核酸探針進行雜合分析，即可偵測目標mRNA的長度及存在量。在下面實驗，我們一方面將以質體pBlueGus進行胞外轉錄反應(*in vitro* transcription)，製備GUS基因的正意股(sense)與反意股(antisense) RNA。另外，要自大腸桿菌pQG11/M15[pREP4]純化total RNA，以便以北方雜合反應分析在IPTG誘導情況下，表現質體pQG11所攜帶GUS基因的表現情形。實驗流程如圖3.1所示。

3.1 RNA 製備

自細胞抽取RNA的步驟主要包括打破細胞、以特定方法移除細胞內的蛋白質和DNA、及將RNA沉澱出來。一般用於打破細胞的方法包括在低溫下以研鉢研磨，或應用均質機將細胞打破等，將蛋白質與DNA移除的方法則包括酵解、有機溶劑萃取、酒精沉澱及氯化銫梯度離心等。不論採用哪一種方法，最需費心者莫過於RNase的問題。由於RNase會降解RNA，在RNA製備過程中，能否充分避開RNase的作用便成了決定RNA品質好壞的關鍵因子。要解決這個問題，首先得注意的是存在於外在環境的RNase，務求所有實驗器皿都是RNase-free，因此電泳槽、玻璃及塑膠器皿、反應所需之溶液及二次水等，都必須依循一定步驟預先確實處理，實驗操作者也必須隨時帶手套(Sambrook and Russell, 2001; Ausubel et al., 2005)。另一個問題則是細胞內原本就有的RNase活性；為解決這部份的問題，應在收集到生物材料之後立刻進行RNA的製備工作。若須暫時儲存，則應以液態氮將生物材料急速冷凍後，儲存於-80°C冷凍櫃；當進行RNA製備時，一旦取出儲存於冷凍櫃的材料，應立即以液態

氮研磨的方式打破細胞，並適時加入RNA萃取緩衝液，以避免RNase作用。一般RNA萃取緩衝液都含有特定的RNase抑制劑，例如diethylpyrocarbonate (DEPC), guanidium thiocyanate (GTC) 或vanadyl-ribonucleoside complexes等，以便在細胞被打破的剎那，即時抑制細胞裏的RNase。由於某些RNase抑制劑會抑制特定的反應，例如*in vitro* translation等，在選用RNA製備方法時，應先弄清楚所使用的RNase抑制劑會不會影響到後續反應，以免功虧一簣。




圖 3.1 北方雜合分析實驗操作流程

3.1.1 自大腸桿菌抽取 RNA

之前各組成員已分別構築出 GUS 基因之表現質體 pQG11，若要令啟動子 T5 promoter 之啟動受到更好的調控，應進一步將 pQG11 轉形至大腸桿菌 M15[pREP4]。M15[pREP4] 可持續表現 *lac repressor*，pQG11 上用以驅動 GUS 基因表現之 T5 promoter 的活性將因而受到抑制，但一旦加入 IPTG 就能誘導 GUS 基因大量表現。在這一節的實驗裏，我們將分別自經 IPTG 誘導與未經誘導之 pQG11/M15[pREP4] 菌體抽取 total RNA，以便以北方雜合反應分析 GUS mRNA 之表現情形。下面所採用的方法適用於大腸桿菌及其他革蘭氏陰性菌 total RNA 之抽取，實驗進行時先以 lysozyme 分解細胞壁，再以 sodium dodecyl sulfate (SDS) 裂解原生質膜 (Summers, 1970; Ausubel et al., 2005)；之後加入適量的氯化鈉溶液將 SDS、蛋白質及大腸桿菌的染色體 DNA 一併沉澱下來，並以離心法移除，存留於上清液的 RNA 則以酒精沉澱。實驗過程所使用的 RNase 抑制劑為 DEPC。

儀器用具：

恆溫震盪培養箱 37°C
冰浴
微量離心機
分光光度計 (Hitachi U-1100 spectrophotometer)

藥品試劑：

大腸桿菌菌株 pQG11/M15[pREP4]
LB 培養液
Ampicillin (100 mg/mL)
Kanamycin (25 mg/mL)
IPTG (1 M)
Protoplasting buffer (15 mM Tris-HCl, pH 8.0; 0.45 M sucrose; 8 mM EDTA, stored at 4°C)
Lysozyme (50 mg/mL)
Gram-negative lysing buffer (10 mM Tris-HCl, pH 8.0; 10 mM NaCl; 1 mM sodium citrate; 1.5% SDS)
Diethylpyrocarbonate (DEPC)
飽和氯化鈉溶液 (以 40 g 氯化鈉溶解於 100 mL dH₂O/DEPC)
絕對酒精及 70% 酒精

方法步驟：

大腸桿菌 pQG11/M15[pREP4] 之培養：

- 1) 將 pQG11/M15[pREP4] 接種於 2 mL 含 ampicillin (100 µg/mL) 及 kanamycin (25 µg/mL) 之 LB 培養液，於 37°C 震盪培養過夜。

- 2) 隔日早晨，取 0.5 mL pQG11/M15[pREP4] 過夜培養液，加入 25 mL 含有 ampicillin (100 $\mu\text{g}/\text{mL}$) 與 kanamycin (25 $\mu\text{g}/\text{mL}$) 之 LB 培養液，於 37°C 震盪培養 2 h。
- 3) 加入 25 μL 1 M IPTG，繼續放置於 37°C 震盪培養。
- 4) 經過 4 h 後，取出 pQG11/M15[pREP4] 培養液，開始進行 RNA 製備工作。

製備 RNA：

- ◆ 注意！ 進行以下 RNA 製備實驗時，除了使用依上述步驟所準備的 pQG11/M15[pREP4] 培養液外，請記得向助教領取未經 IPTG 誘導之 pQG11/M15[pREP4] 培養液當做對照組。
- 1) 取出 4 支 1.5 mL 微量離心管，分別標示為 I-1, I-2, U-1 與 U-2。
 - 2) 取 3 mL 經 IPTG 誘導之 pQG11/M15[pREP4] 培養液平均分置於微量離心管 I-1 與 I-2。
 - 3) 取 3 mL 未經 IPTG 誘導之 pQG11/M15[pREP4] 培養液平均分置於微量離心管 U-1 與 U-2。
 - 4) 以 8,000 rpm (4°C) 離心 5 min，小心倒掉上清液，並以微量吸管盡量吸掉殘留之液體。
 - 5) 各加入 0.5 mL protoplasting buffer，以微量吸管將大腸桿菌充分懸浮。
 - 6) 再加入 1 mL protoplasting buffer 與 12 μL 50 mg/mL lysozyme，混合均勻之後，移置於冰浴中作用 15 min。
 - 7) 以 7,000 rpm 於 4°C 離心 5 min。
 - 8) 小心倒出上清液，並以微量吸管盡量吸掉殘留之液體。
 - 9) 各加入 75 μL gram-negative lysing buffer 及 2 μL DEPC，以微量吸管小心懸浮沉澱於管底之大腸桿菌原生質體，並離心數秒。
 - ◆ 在以微量吸管懸浮大腸菌原生質體時，一旦 pellet 被充分打散即應停止懸浮動作，以避免大腸菌 DNA 斷裂可能造成的問題。
 - ◆ DEPC 可能是一種致癌物質，使用時請在抽氣櫥內操作。
 - 10) 將微量離心管放入 37°C 恆溫水槽作用 5 min。
 - 11) 作用完畢之後，將離心管移到冰浴中靜置 5 min。
 - 12) 加入 38 μL 飽和氯化鈉溶液，以手指頭輕彈管壁，充分混合均勻。
 - 13) 靜置於冰浴中作用 10 min，此時應有白色沉澱出現。
 - 14) 以 13,000 rpm 於 4°C 離心 10 min。
 - 15) 將上清液移至新的微量離心管，並加入 0.3 mL 絕對酒精。
 - 16) 混合均勻後將離心管放置於 -20°C 過夜，以便沉澱 RNA。
 - ◆ RNA 在酒精內相當穩定，若須長期保存，可停在這一步。

隔天：

- 17) 以 14,000 rpm 於 4°C 離心 15 min。
- 18) 小心倒掉上清液後，加入 300 μL 70% 酒精。
- 19) 以 14,000 rpm 於 4°C 離心 5 min 之後，小心倒掉上清液。

- 20) 將微量離心管倒置於桌面上 30 min，以便風乾 RNA。
- 21) 將RNA溶解於 30 μL $\text{dH}_2\text{O}/\text{DEPC}$ 。
- 22) RNA定量：取 5 μL RNA，加入 995 μL $\text{dH}_2\text{O}/\text{DEPC}$ 稀釋之後，以分光光度計測其在 260 nm與 280 nm之吸光值（記得使用石英測光管），並計算RNA之濃度與 A_{260}/A_{280} 之比值。
 - ◆ RNA溶液在 260 nm之吸光值為 1.0 時，則濃度相當於 40 $\mu\text{g}/\text{mL}$ ，而其 A_{260}/A_{280} 之比值應為 1.7~2.0 (DNA則為 1.8 左右)。
 - ◆ 這四個 RNA 樣本將於後續實驗中，分別以甲醛洋菜膠體電泳進行分析 (3.3.1.2)。

註解討論：

- a. RNA 製備過程中為何須要加入 DEPC？DEPC 的作用方式為何？它會 modify RNA 嗎？
- b. 在加入飽和氯化鈉溶液後，所得到的白色沉澱包含那些成份？
- c. 以上述方法所得到的 RNA 沉澱除了 RNA 之外，可能還會包含小量 DNA 與蛋白質，但應不致於干擾到後續要進行的北方雜合反應。

3.1.2 胞外轉錄反應 (*in vitro* transcription)

由於RNA聚合酶一般由數個次單元組合而成，早先要在試管內應用RNA聚合酶的轉錄活性合成RNA並非易事，但這個問題在SP6, T3 及T7 等噬菌體之RNA聚合酶陸續被發現以後，情況已完全改觀。這主要是因為這類RNA聚合酶由一條多胜肽 (polypeptides) 所構成，其在進行轉錄反應時所須辨認的啟動子長度僅 20 bp左右，而且轉錄起始位置非常明確，轉錄效能良好，成了目前進行胞外轉錄反應時的最佳選擇。要進行胞外轉錄反應時，僅需將目標基因次選殖 (subclone) 至帶有SP6, T3 或T7 啟動子的轉錄載體，或者運用PCR技術在基因的一端加上 SP6, T3 或T7 啟動子的序列，即可運用對應的RNA聚合酶活性在試管內合成正意股或反意股RNA。以質體DNA為模版進行胞外轉錄反應前，應先用限制酶自目標基因的一端切開，以免轉錄反應持續進行至載體的序列 (run-on)，但在選擇限制酶切位時應避免使用目標基因也帶有的切位；限制酶內切好之質體DNA經 phenol/chloroform萃取之後，即可用來進行胞外轉錄反應。在下列實驗裏，我們要使用的質體是pBlueGus。

3.1.2.1 質體 DNA 酵解反應與洋菜膠體電泳分析

本實驗以 *Bam*HI 與 *Hind*III 酵解 pBlueGus，並以洋菜電泳分析產物。

儀器用具：

- 微量離心機
- 37°C 恆溫水槽

Mupid II 迷你電泳槽及鑄膠器

UV transilluminator

防護面罩

拍立得相機

藥品試劑：

質體 pBlueGus DNA (由助教提供)

限制酶 *Bam*HI 與 *Hind*III (Roche)

10×Reaction buffer 2 (Roche)

10×Reaction buffer 3 (Roche)

Agarose

1×TAE 電泳緩衝液

DNA分子量標記 (λ DNA/*Hind*III 或 100 bp ladder, 0.5 μ g/mL)

10×追蹤染劑 (0.25% bromophenol blue; 0.25% xylene cyanol; 0.1 M EDTA; 50% glycerol)

Ethidium bromide (500 μ g/mL)

拍立得 667 底片

方法步驟：

- 1) 取兩支 1.5 mL 微量離心管，分別標示為 #1 與 #2 之後，依下表所列順序，逐一加入酵解反應所需各項物質 (體積單位為 μ L)。

◆ 注意：應等所有成份都加了之後，再加入限制酶。

	#1	#2
	pBlueGus/ <i>Hind</i> III	pBlueGus/ <i>Bam</i> HI
dH ₂ O	7	7
10×Reaction Buffer	Buffer 2 2	Buffer 3 2
pBlueGus DNA	10	10
Restriction enzyme	<i>Hind</i> III 1	<i>Bam</i> HI 1
Total volume	20	20

- 2) 以手指頭輕彈微量離心管，以便均勻混合管中各項物質。
- 3) 離心數秒後，放置於 37°C 恆溫水槽作用 1~2 h。
- 4) 請利用這一段時間參照『基本操作技術』所描述的步驟準備一片 1.2% 洋菜膠體。

◆ Ethidium bromide 是強力致癌物質，嚴禁戴著手套到處亂摸！

- 5) 自恆溫水槽取出微量離心管，離心數秒後暫存冰中備用。
- 6) 擬進行電泳分析時，請拿出 3 支 1.5 mL 微量離心管，分別標示為 #1, #2 與 #3，並依下表所示在各離心管逐一加入適量之 DNA 與 10×追蹤染劑 (體積單位為 μ L)。

	#1	#2	#3
	pBlueGus/ <i>Hind</i> III	pBlueGus/ <i>Bam</i> HI	λ DNA/ <i>Hind</i> III
DNA sample	2	2	1
dH ₂ O	7	7	8
10×追蹤染劑	1	1	1
Total volume	10	10	10

- 7) 把膠片移至電泳槽，注入適量電泳緩衝液，以微量吸管 P20 逐一將樣本吸入注出數次使混合均勻，並小心注入膠片的樣本槽中。
- 8) 接好電極線以定電壓 100 V 進行電泳，待追蹤染劑移動至膠體三分之二處時，關閉電源，將膠體移至 UV transilluminator box，以拍立得相機拍照。
 - ◆ DNA泳動方向為 (-) 向 (+)。此外，在UV transilluminator box上直接觀察DNA色帶時，沒戴眼鏡的同學應戴上護目鏡或面罩，以避免UV灼傷；含有ethidium bromide之洋菜膠體請丟至專用容器中！

註解討論：

- a. 請檢視 pBlueGus 的 plasmid map，想想為何要選用 *Bam*HI 與 *Hind*III？可以選用其他切位嗎？
- b. 如果酵解反應不完全，會對後續的胞外轉錄反應造成什麼影響？

3.1.2.2 以 phenol/chloroform 進行 DNA 萃取

儀器用具：

微量離心機

藥品試劑：

Plasmid DNA 酵解產物： #1 (pBlueGus/*Hind*III), #2 (pBlueGus/*Bam*HI)

Phenol/chloroform/isoamyl alcohol (25:24:1) 以下簡稱為PCI

Chloroform/isoamyl alcohol (24:1) 以下簡稱為CI

3 M NaOAc (醋酸鈉 pH 5.2)

純酒精及 70%酒精

方法步驟：

- ◆ 注意！ 進行這一部份實驗之前，請先確定 pBlueGus/*Hind*III 與 pBlueGus/*Bam*HI 兩者的酵解反應都已經完全。
- 1) 於酵解反應 #1 與 #2 之微量離心管分別加入 182 μ L 去離子水。
 - 2) 以 200 μ L PCI 萃取一次，亦即加入 PCI 後，以 Vortex 震盪混合，並在室溫離心 3 min。
 - 3) 以微量吸管 P200 將上層液移至新的微量離心管。
 - 4) 加入等體積之 CI，以 Vortex 充分震盪混合，並在室溫離心 3 min。
 - 5) 以微量吸管 P200 將上層液移至新的微量離心管。
 - 6) 加入 0.1 倍體積之 3 M NaOAc (pH 5.2) 及 2.5 倍體積絕對酒精。
 - 7) 置於 -20°C 過夜，或於 -80°C 放置 30 min，以便沈澱DNA。

隔天：

- 1) 自冷凍櫃取出微量離心管，以 14,000 rpm 離心 10 min。
 - ◆ 注意：請利用這一段時間參照『基本操作技術』所描述的步驟準備一片 1.2% 洋菜膠體。Ethidium bromide 是一種強力致癌物質，嚴禁戴著手套到處亂摸！
- 2) 小心地倒出上清液。
- 3) 徐徐加入 0.5 mL 之 70% 酒精(預先放在 -20°C 預冷)。小心不要動到 DNA 沉澱。
- 4) 以 14,000 rpm 低溫離心 5 min 之後，倒去上清液，並將微量離心管倒置於一張乾淨的衛生紙上 30 min，以便風乾 DNA。
 - ◆ 也可以用 SpeedVac 乾燥 DNA，但應小心處理，以免 DNA 沉澱不見了。
- 5) 以 10 μ L dH₂O/DEPC 溶解 DNA。
- 6) 依照下表，自 pBlueGus/*Bam*HI 與 pBlueGus/*Hind*III 各取 1 μ L DNA 以洋菜膠體電泳進行分析，並估算其濃度。
 - ◆ DNA 濃度之估算請以 λ DNA/*Hind*III 量為參考值。

	#1	#2	#3	#4
	pBlueGus / <i>Hind</i> III	pBlueGus / <i>Bam</i> HI	λ DNA / <i>Hind</i> III	λ DNA / <i>Hind</i> III
DNA sample	1	1	1	2
dH ₂ O	8	8	8	7
10 \times 追蹤染劑	1	1	1	1
Total volume	10	10	10	10

註解討論：

- a. 模版 DNA 是否夠乾淨是胞外轉錄反應能否成功的重要因子。

3.1.2.3 胞外轉錄反應

儀器用具：

微量離心機

藥品試劑：

Plasmid DNA 酵解產物 pBlueGus/*Hind*III 及 pBlueGus/*Bam*HI

5 \times Transcription buffer (200 mM Tris-Cl, pH 8.0; 40 mM MgCl₂; 10 mM spermidine-(HCl)₃; 125 mM NaCl; Roche)

NTPs (含 ATP, CTP, GTP 及 UTP 各 2.5 mM)

RNase 抑制劑 RNasin (40 U/ μ L)

T7 與 T3 RNA polymerase (Roche)

dH₂O/DEPC

100 mM DTT (dithiothreitol)

DNase (RNase-free)

Phenol/chloroform/isoamyl alcohol (25:24:1), 以下簡稱 PCI

Chloroform/isoamyl alcohol (24:1), 以下簡稱 CI

方法步驟：

◆ 注意：進行下列實驗時，請務必戴手套！

- 1) 取 4 支 1.5 mL 微量離心管，分別標示 #1, #2, #3 與 #4，再依下表依序在 #1 與 #2 加入胞外轉錄反應所需各項試劑 (單位 μL)：

Rxs	Gus#1 (pBlueGus/HindIII)	Gus#2 (pBlueGus/BamHI)
dH ₂ O/DEPC	25 - x	25 - x
Plasmid DNA	x (up to 2 μg)	x (up to 2 μg)
5 \times transcription buffer	10	10
NTP (2.5 mM each)	10	10
RNasin (40 U/ μL)	1	1
DTT (100 mM)	2.5	2.5
RNA polymerase (50 U/ μL)	T3 RNA polymerase 1.5	T7 RNA polymerase 1.5
Total volume	50	50

◆ 注意：在逐一加入各項反應試劑時，微量離心管維持於室溫即可，以免在低溫時，DNA 遇到轉錄緩衝液所含 spermidine 產生沈澱。

- 2) 以手指頭輕彈離心管壁使混合均勻，離心數秒後放置於 37°C 恆溫水槽作用 1 h。
- 3) 反應結束時，自 #1 與 #2 分別取出 4 μL 反應物，放到微量離心管 #3 與 #4 中，將 #3 與 #4 存放於 -20°C 冷凍櫃中。
- 4) 取 1 μL DNase 加到 #1 與 #2，混合均勻後放置於 37°C 作用 15 min，以便去除 DNA 模版。
- 5) 反應結束後，加入 53 μL dH₂O/DEPC，以 100 μL PCI 萃取一次，劇烈震盪後，離心 14,000 rpm 5 min。
- 6) 以微量吸管 P200 將上層液移至一新的微量離心管，下層之 PCI 以 100 μL dH₂O/DEPC 反萃取 (back-extraction) 一次。
- 7) 以微量吸管 P200 將上層液移至步驟 6) 之新離心管。
- 8) 估計兩次上層液聚集之後的總體積，並以等體積之 CI 萃取一次，劇烈震盪後，離心 14,000 rpm 5 min。
- 9) 以微量吸管 P200 將上層液移至一支新的微量離心管，加入 0.1 倍體積之 3 M NaOAc (pH 5.2) 及 2.5 倍體積之絕對酒精。
- 10) 混合均勻，並置於 -20°C 過夜，以便沈澱 RNA。

隔天：

- 1) 自冷凍櫃取出微量離心管，以 14,000 rpm 於 4°C 離心 10 min。
- 2) 仔細移去上清液之後，加入 0.5 mL 70% 酒精。
- 3) 以 14,000 rpm 於 4°C 離心 5 min。

- 4) 去除上清液之後，將微量離心管倒置於一張乾淨的衛生紙上大約 30 min，以便風乾 RNA。
- 5) 以 10 μ L dH₂O/DEPC溶解RNA沈澱。

註解討論：

- a. RNasin是一種RNase抑制劑，一般進行胞外轉錄或轉譯反應 (*in vitro* translation)時，都需添加RNasin，以避免RNA降解的問題。
- b. 以上述胞外轉錄反應所合成出來的 #1 與 #2 RNA 各有多長？
- c. 如何得知 #1 與 #2 RNA 各為 GUS 基因的正意股或反意股 RNA？
- d. 若要以上述胞外轉錄反應製造帶 cap 的 mRNA，可以怎麼進行？

3.2 以 DIG 標定核酸探針

DNA探針一般可以用 ^{32}P 、 ^{35}S 或非放射性物質如biotin及digoxigenin (DIG) 加以標定；標定時利用DNA聚合酶的活性，在DNA聚合反應中，另加入 $[\alpha\text{-}^{32}\text{P}]$ dATP, $[\alpha\text{-}^{32}\text{P}]$ dCTP或DIG-11-dUTP等標定物質，所合成出來的即是被標定的核酸片段。目前常見的方法包括nick translation, random priming與polymerase chain reaction (PCR) 等。若須對DNA進行end labeling時，可以進行kinase或filling-in reaction。前者以 $[\gamma\text{-}^{32}\text{P}]$ ATP為phosphate donor，利用T4 polynucleotide kinase的活性對帶有5'-OH的DNA進行標定。人工合成的寡核苷酸(oligonucleotides) 5'端為-OH group，可直接用於kinase reaction；一般DNA片段，若5'端帶有phosphate group，最好先經phosphatase處理，再進行kinase reaction。Filling-in reaction是將DNA以特定限制酶切開，露出recessed 3' termini後，利用Klenow的活性把3'端補齊(filling-in)；因此，只要加入適當的 $[\alpha\text{-}^{32}\text{P}]$ dNTP，即可在DNA的3'端進行標定。此外，也可以應用bacteriophage T4 DNA polymerase的3'→5' exonuclease活性製造recessed 3' termini，再進行filling-in。至於正意股或反意股RNA探針，則可以 $[\alpha\text{-}^{32}\text{P}]$ UTP或DIG-11-UTP等為標定物質，應用胞外轉錄反應加以標定。下面要介紹的是目前最常用的方法：random priming及PCR。

3.2.1 Random priming

DNA聚合酶要進行DNA聚合反應時一定要有引子 (primer)，因為它只能以引子所提供的3'-OH為起始點進行延伸 (extension) 的工作，而不能就地重新合成新的DNA (*de novo synthesis*)。一般實驗常以人工合成之寡核苷酸為引子進行DNA聚合反應，這時固然可以根據已知序列設計核酸引子，但也可以採用隨機引子 (random primers)。所謂隨機引子即其序列為隨機序列，不經特別設計，目前應用最廣者是以自動化機器所合成的、六到八個核苷酸長的寡核苷酸混合物；反應進行中若有任何一條隨機引子結合到模版DNA，即可引導DNA聚合反應之進行。以random priming方法進行核酸標定，是以隨機引子引導Klenow fragment (large fragment of *E. coli* DNA polymerase I) 進行DNA聚合反應，並在反應過程中添加 $[\alpha\text{-}^{32}\text{P}]$ dNTP或DIG-11-dUTP等標定物質。而為了避免random priming也發生於載體部份的DNA，最好不要直接以質體DNA為模版進行標定反應，而應預先將目標DNA自載體切除出來。

儀器用具：

微量離心機
沸水浴及冰浴

藥品試劑：

模版 DNA (pBlueGus 之 *Bam*HI-*Hind*III DNA 片段，將由助教提供)

0.2 M EDTA, pH 8.0

4 M LiCl

Random priming kit (Roche)：

Hexanucleotide mix (random primer)

dNTP mixture (1 mM dATP, 1 mM dCTP, 1 mM dGTP, 0.65 mM dTTP, 0.35 mM DIG-11-dUTP, pH 7.5)

Klenow enzyme (2 U/ μ L)

絕對酒精

70% 酒精

TE (10 mM Tris-Cl, pH 8.0; 1 mM EDTA)

方法步驟：

◆ 以下反應條件與步驟主要參照 random priming kit 製造廠商所提供之產品說明書。

- 1) 取 100 ng 模版 DNA，加入適量去離子水，把體積補足為 15 μ L。
- 2) 於沸水中加熱 10 min。

◆ 請記得以夾子固定微量離心管之管蓋部份，以免離心管在加熱過程中蓋子爆開、進水！

- 3) 加熱後，迅速把微量離心管移至冰浴中，靜置數分鐘。
- 4) 離心數秒後，依序加入下列三種試劑：

2 μ L hexanucleotide mix

2 μ L dNTP mixture

1 μ L Klenow enzyme

- 5) 以指頭輕彈離心管，以便混合均勻。
- 6) 短暫離心後，置於 37°C 恆溫水槽中作用 2 h。

◆ 反應時間至少須要 1 h，最長可反應過夜。

- 7) 作用完畢之後，加入 2 μ L 之 0.2 M EDTA，以便終止 DNA 聚合反應。
- 8) 加入 2.5 μ L 4 M LiCl 及 75 μ L 純酒精，混合均勻，置 -20°C 過夜。

隔天：

- 1) 於 13,000 rpm，4°C 離心 15 min。
- 2) 倒出上清液，加入 50 μ L 之 70% 酒精，再離心 5 min。
- 3) 倒出上清液並風乾 DNA。
- 4) 最後以 50 μ L TE 溶解 DNA。

註解討論：

- a. 影響標定效率的因子主要包括模版 DNA 的純度、使用量與反應時間；在進行標定反應時，若 DNA 使用量較高 (最高 2 μ g)，或反應時間較長 (最長 20

- h), 可獲得的標定 DNA 量一般比較多。
- b. 標定反應完成後以酒精沉澱標定 DNA, 主要是為了去除 unincorporated nucleotides。由於 unincorporated nucleotides 一般不會影響到後續的南方雜合反應, 酒精沉澱這一步或可省略。但如果所製備的探針是要用於原位雜合反應 (*in situ hybridization*) 時, 最好仍進行酒精沉澱。
- c. 本實驗以 LiCl 取代一般常用的鹽類進行酒精沉澱, 是因為 LiCl 在酒精裡的溶解度比較好, 容易去除。
- d. 不要對 DIG-標定之 DNA 進行 phenol/chloroform 萃取, 因為 DIG 可能會存留在 organic phase。

3.2.2 PCR

PCR是極為重要的DNA增殖技術, 應用層面非常廣, 其中包括了核酸探針之製備。如果一段DNA已經被次選殖至載體上, 要以PCR擴增這段DNA時, 可根據質體multiple cloning sites兩邊的序列, 選用適當的核酸引子 (universal primers) 進行擴增反應; 比較常用的引子包括SP6, T3 與T7 promoter primer, M13/pUC forward與reverse primers等; 若有特殊考量, 也可以使用序列專一性核酸引子對。進行PCR反應時若同時添加 [α - 32 P]dNTP或DIG-11-dUTP, 所增殖的DNA即被 32 P或DIG所標定, 所以PCR是製備核酸探針非常便捷好用的方法。

儀器用具:

微量離心機
PCR 反應器

藥品試劑:

模版 DNA: pBlueGus 質體 DNA (~50 pg)
核酸引子對: T3 promoter primer 與 T7 promoter primer (各 2 μ M)
礦物油 (是否需要視PCR反應器機型而定)
PCR DIG probe synthesis kit (Roche), 內含:
Taq DNA polymerase (Expand High Fidelity, 3.5 U/ μ L)
10 \times PCR DIG probe synthesis mix (2 mM dATP, dCTP, dGTP, 1.9 mM dTTP,
及 0.1 mM DIG-11-dUTP, pH 7.0)
Expand high fidelity buffer with MgCl₂ (10 \times)

方法步驟:

以下反應條件主要參照 PCR DIG probe synthesis kit 製造廠商所提供之產品說明。

- 1) 取一支 0.5 mL 微量離心管, 依下表逐一加入各項試劑 (單位 μ L):

Reagents	Volume	Final conc.
dH ₂ O	28.5	-
10×PCR buffer	5	1×
10×PCR DIG mix	5	200 μM dNTP
T3 promoter primer	5	0.2 μM
T7 promoter primer	5	0.2 μM
pBlusGus DNA	1	~50 pg
<i>Taq</i> DNA polymerase	0.5	0.5 U
Total volume	50	

- 2) 以手指頭輕彈管壁使各項試劑混合均勻。
- 3) 短暫離心後，徐徐加入 100 μL 礦物油。
 - ◆ 有些 PCR 反應器不需使用礦物油。
- 4) 在 PCR 反應器上設定 PCR 反應條件：
 - Denaturation : 94°C/10 min
 - 擴增反應：
 - 30 循環之 [94°C/45 s → 55°C/1 min → 72°C/2 min]
 - 最後之 elongation step : 72°C/10 min
- 5) 將微量離心管移至反應器上，並開始進行 PCR 反應。
- 6) 反應完成後，以微量吸管吸出礦物油，並取出 5 μL PCR 反應產物，進行洋菜膠體電泳分析。

註解討論：

- a. PCR 標定產物所呈現的 molecular mass 應比未標定者大。
- b. 影響 PCR 反應之因子主要包括哪些？
- c. 以 PCR 及 random priming 進行標定反應各有哪些優點？

3.3 變性膠體電泳與北方雜合分析

mRNA為單股，一般會捲繞成特定的三級結構，並與某些蛋白質結合，而以messenger ribonucleoprotein particles (mRNPs)的型式存在於細胞內；自細胞抽取RNA時，一般會以特定步驟去除蛋白質，但仍難完全破除RNA的二/三級結構。由於進行電泳分析時，影響核酸泳動速率的因子主要包括核酸之長度與構形 (conformation)，為了去除核酸構形所造成的影響，一般以電泳分析RNA時都採用變性膠體電泳；在進行這一類電泳分析時，由於RNA已經被變性 (denature)，影響其泳動速率的因子主要是長度。一旦RNA以變性膠體電泳解析好，即可進一步進行北方轉印與雜合分析。

3.3.1 變性膠體電泳 (denaturing gel electrophoresis)

在進行RNA變性膠體電泳分析時，如果所要分析的RNA比較小 (<1,000 bases)，可以選用聚丙烯醯胺膠體 (polyacrylamide gel)，此時所使用之變性劑 (denaturing reagent) 主要是尿素 (urea)；這個方法一般也被用來分析核酸定序反應的產物。若所欲分析的RNA分子較大，可採用變性洋菜膠體電泳 (agarose gel electrophoresis)，所使用的變性劑為 (1) glyoxal/dimethyl sulfoxide (DMSO) 或 (2) 甲醛。以glyoxal/DMSO系統進行電泳分析時，所使用之電泳緩衝液為 10 mM sodium phosphate buffer (pH 7.0)；為了避免電泳進行過程中，電泳槽兩邊之pH落差過大，以致影響電泳的進行，最好能在兩極之間加裝電泳緩衝液循環裝置，而且核酸泳動速率也應盡量放慢。以甲醛為變性劑時不會有這些問題，因此操作比較省事，但必須注意，甲醛氣體為有毒物質，配製甲醛洋菜膠體及進行電泳分析時應在抽氣櫥裡操作。本實驗將採用甲醛洋菜膠體電泳法。

3.3.1.1 清理電泳槽

前面已強調過，能否將RNase去除乾淨是RNA相關實驗成功與否的主要決定因子。在進行RNA電泳分析時，為了避免RNase可能帶來之問題，實驗室內最好能騰出一套電泳器材，專門用於RNA之分析。如果所使用的電泳槽及鑄膠器一般也用於進行DNA分析的話，在進行RNA變性膠體電泳分析前應仔細地加以清理；清理時除了以中性清潔劑徹底沖洗乾淨外，最好再用 3% 過氧化氫 (H₂O₂) 浸泡 10 min。

儀器用具：

Mupid II 迷你電泳槽及鑄膠器

藥品試劑：

中性清潔劑 (abSolve, DuPont NEF971)

3% H₂O₂ (過氧化氫)

dH₂O/DEPC

方法步驟：

◆ 進行下列步驟時，請務必戴手套！

- 1) 以中性清潔劑仔細清洗電泳槽，再以二次水洗去清潔劑，並稍加晾乾。
- 2) 以 3% 過氧化氫注滿電泳槽，放置於室溫 10 min。
- 3) 倒掉過氧化氫溶液。
- 4) 以 dH₂O/DEPC 徹底地沖洗電泳槽。

3.3.1.2 甲醛洋菜膠體電泳 (formaldehyde-agarose gel electrophoresis)

甲醛是一種常用的 RNA 變性劑。在進行甲醛洋菜膠體電泳分析時，必須先配製含有甲醛的洋菜膠體，RNA 也必須先以甲醛及 formamide 進行變性處理，以確保其二度結構充分被打開。由於甲醛可能是一種致癌物質，配製膠體及進行電泳分析時都應在抽氣櫥裡小心操作；進行電泳時所使用的緩衝液為 MOPS (3-[*N*-morpholino] propanesulfonic acid)。此外，含有甲醛的洋菜膠體比較滑溜，容易破裂，在移動膠體時應特別留神。由於 rRNA 佔細胞 RNA 總量之 80~85%，以 ethidium bromide 染色後，呈現於膠體上的兩個主要 RNA 色帶應該分別是 large 與 small rRNAs (真核生物為 28S 與 18S，原核生物為 23S 與 16S)；散佈於 small rRNA 附近，呈淡淡 smear 的就是 mRNAs，這是因為 mRNAs 存在量不多，而且長度不一的緣故。長度較短的 5S rRNA 及 tRNA 等則在膠體下方也以特定色帶呈現。

儀器用具：

65°C 恆溫水槽
微量離心機
Mupid II 迷你電泳槽及鑄膠器
UV transilluminator
防護面罩
拍立得相機
抽氣櫥

藥品試劑：

自菌體抽取之 RNA (I-1, I-2, U-1, and U-2) 與胞外轉錄反應所製備之正意股及反意股 RNA (#1, #2, #3, and #4)。
5×formaldehyde gel running buffer (0.1 M MOPS, pH 7.0; 40 mM sodium acetate; 5 mM EDTA)
Formaldehyde gel loading buffer (0.25% bromophenol blue; 0.25% xylene cyanol; 50% glycerol; 1 mM EDTA)
Ethidium bromide (1 µg/µL in dH₂O/DEPC)
dH₂O/DEPC

方法步驟：

◆ 注意：

- 下列實驗主要參照 Sambrook and Russell (2001) 的方法。
- 進行下列實驗時請務必戴手套。
- 甲醛與 formamide 都放在抽氣櫥內。

準備一片 1.2% 甲醛洋菜膠體：

- 秤取 0.48 g agarose 置 100 mL 血清瓶，加入 25 mL dH₂O/DEPC。
- 以微波爐加熱溶解之後，微微晃動血清瓶使混合均勻，再移至 60°C 恆溫水槽靜置 5 min。
- 將裝著 agarose 溶液的血清瓶移至抽氣櫥，加入 8 mL 之 5× formaldehyde gel running buffer 及 7.2 mL 之甲醛，輕輕搖晃血清瓶以便混合均勻。

◆ 膠體總體積為 40 mL，為了避免 agarose 溶液因溫度快速下降，很快便凝固，應力求動作迅速，但應避免劇烈搖晃，以免弄出一大堆氣泡，影響膠體凝結。

- 儘速於抽氣櫥內把混合液倒入膠體鑄模，並插入樣本梳 (teeth comb)。

◆ 膠體凝固至少需時 30 min。

製備電泳分析所需之 RNA 樣本：

- 取出 8 支 1.5 mL 微量離心管，分別標示為 U-1, U-2, I-1, I-2, #1, #2, #3 及 #4，並根據下表所示依序加入各項試劑 (體積單位為 μ L)。

◆ U-1, U-2, I-1 及 I-2 分別為大腸桿菌所分得之 RNA (3.1.1 節)，#1, #2, #3 及 #4 分別是胞外轉錄反應所得到之 RNA (3.1.2 節)。

	I-1, I-2	U-1, U-2	#1	#2	#3	#4
Reagents	RNA from pQG11/M15[pR EP4] + IPTG	RNA from pQG11/M15[pR EP4] - IPTG	Tx-pBlueGus/ <i>Hind</i> III e/ DNase	Tx-pBlueGus/ <i>Bam</i> HI e/ DNase	Tx-pBlueGus/ <i>Hind</i> III e/o DNase	Tx-pBlueGus/ <i>Bam</i> HI e/o DNase
dH ₂ O/DEPC	4.5 - x	4.5 - x	2.5	2.5	2.5	2.5
RNA	x (6 μ g)	x (6 μ g)	2	2	2	2
5× formaldehyde gel-running buffer	2	2	2	2	2	2
Formaldehyde	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Formamide	10	10	10	10	10	10
Total volume	20	20	20	20	20	20

- 混合均勻並離心數秒後，放置於 65°C 恆溫水槽作用 15 min。
- 將作用完之微量離心管移置於冰浴中。
- 離心數秒後，再將離心管放回於冰浴中，並於各離心管分別加入 2 μ L 之 formaldehyde gel loading buffer 與 1 μ L ethidium bromide。

電泳：

- 要進行電泳時，把已凝固之洋菜膠體放進電泳槽，並加入適量 1× formaldehyde gel running buffer。
- 以 50 V 定電壓預跑 5 min。
- 依序注入上列 8 個 RNA 樣本，以 50 V 定電壓進行電泳，待追蹤染劑移動至膠體三分之二處時，關閉電源，將膠體移至 UV transilluminator box，

觀察 RNA 色帶之存在情形，並拍照存證。

◆ 注意：這一片膠體往下將用來進行北方轉印實驗，請小心處置！

注解討論：

- a. 請觀察膠體上 RNA 色帶之存在情形，你知道它們各代表什麼嗎？
- b. 若你必須估算特定 mRNA 分子的長度，應如何進行？

3.3.1.3 以毛細管轉移方式進行北方轉印實驗

要進行北方雜合反應前，必須先將 RNA 自洋菜膠體轉移至硝化纖維紙 (nitrocellulose membrane) 或尼龍膜 (nylon membrane) 上，這一個過程稱為轉印 (blotting)。一般常用的方法包括毛細管轉移法 (capillary transfer)、真空轉移法 (vacuum transfer) 與電轉印法 (electroblotting)。毛細管轉移法借助吸水紙吸收轉移緩衝液時所產生的牽引力將 RNA 自洋菜膠體轉移至膜上；要轉印完全，起碼需要作用 6 h 以上。雖然所需花費的時間比較長，以其不須要特別的儀器設備，毛細管轉移法目前仍被普遍採用。若分析 RNA 時採用變性聚丙烯醯胺膠體電泳，則必須以電轉印法進行 RNA 轉印。至於膜的選擇，硝基纖維素膜的優點是比較不會產生非專一性反應；不過其一旦被潤溼再烘乾之後，容易碎裂，不適用於進行多次雜合反應。尼龍膜的優點是韌性好，與核酸結合的能力也相當強，正可以彌補硝基纖維素膜的缺點，現已成為主流。一旦將 RNA 轉移至膜上後，即可以利用紫外線照射法 (*uv irradiation*) 或真空乾燥法 (在真空下 80°C 加熱 2 h) 將其固定於轉印膜上。

儀器用具：

塑膠盒
玻璃板
裁紙刀

藥品試劑：

20×SSC (3 M NaCl, 300 mM sodium citrate)
尼龍膜
3MM 濾紙
吸水紙
dH₂O/DEPC

方法步驟：

- 1) 將甲醛洋菜膠體移放在塑膠盒內，以 dH₂O/DEPC 沖洗數次，以便去除甲醛。
 - ◆ 注意：在移動膠體時請特別留心，不要把膠體弄破了！
- 2) 注入 100 mL 20×SSC，靜置 5 min。
- 3) 根據圖 3.2 所示，依序在塑膠盒上堆疊玻璃板、濾紙 (作為鹽橋)、電泳膠、

尼龍膜、三層濾紙、與吸水紙，以便以毛細管轉移方式將 RNA 轉印於尼龍膜上；塑膠盒內裝入適量 $20\times\text{SSC}$ ，以便作為轉移緩衝液。

◆ 注意：

- 濾紙與尼龍膜應先以 $20\times\text{SSC}$ 潤濕，再用於堆疊。
- 在濾紙、尼龍膜、與電泳膠夾層間可能會有氣泡存在，因此在放好電泳膠、尼龍膜或濾紙後，應立即檢視，並以食指輕輕平移的方式小心趕走氣泡。
- 此轉印步驟將持續至隔天才結束。




圖 3.2 以毛細管轉移法進行核酸轉印

註解討論：

- 假使所要分析的 RNA 長度大於 2.5 kb，在進行毛細管轉移前，膠體最好先以 0.05 N NaOH 處理 20 min，再以 $20\times\text{SSC}$ 浸泡 40 min，以便局部分解 RNA，提升轉印效率。

3.3.2 北方雜合反應

北方雜合反應的步驟主要包括：(1) 加入核酸探針，使與固定於尼龍膜上的特定 RNA 進行雜合反應，及 (2) 待雜合反應結束後以含鹽緩衝液與 SDS 洗掉非專一性結合於尼龍膜上之核酸探針。進行反應時應注意下列幾個問題：(1) 實驗操作過程仍應儘可能避免 RNase 的污染；(2) 反應前應先進行雜合前置反應 (prehybridization)，以便減少核酸探針與尼龍膜之間的非專一性結合反應；(3) 如果所使用的核酸探針是以 random priming 或 PCR 等方法所製備的雙股 DNA 探針，使用前務必先加熱變性；(4) 選用適當的嚴苛度 (stringency) 進行雜合反應及後續的轉印膜漂洗工作，以便增強雜合反應訊息，並減少雜訊，這主要可以從溫度與鹽濃度兩個方面加以考量。

儀器用具：

Crosslinker (Stratalinker 1800, Stratagene)

塑膠盒

平端鑷子

封口機

42°C 恆溫槽

60°C 恆溫槽

藥品試劑：

6×SSC (0.9 M NaCl, 90 mM sodium citrate)

尼龍膜

Hybridization solution [formamide, 50% (v/v); 5×SSC; blocking reagent, 2% (w/v);
N-lauroylsarcosine, 0.1% (w/v); SDS, 0.02% (w/v)]

3MM 濾紙

2×SSC, 0.1% SDS

0.1×SSC, 0.1% SDS

方法步驟：

◆ 南方雜合反應請參照 6) 之後的步驟進行，惟所使用之探針為 3.2.1 節以 random priming 進行標定者。進行下列實驗時，請務必帶手套。

- 1) RNA 轉印步驟結束後，移除電泳膠上之吸水紙與 3M 濾紙。
- 2) 把尼龍膜連同電泳膠一齊移置於乾淨衛生紙上，並請小心維持電泳膠與尼龍膜的相對位置。
- 3) 以防水筆在尼龍膜上標出電泳膠樣本孔的位置，並以剪刀剪掉尼龍膜左上角，以便標記電泳膠的左右方位。
- 4) 小心地拉開尼龍膜，將之放置於 6×SSC (20 mL) 浸泡 5 min。
- 5) 以平端鑷子夾起尼龍膜，待 6×SSC 滴乾之後，把尼龍膜平放於衛生紙上，風乾至少 30 min。

◆ 與電泳膠接觸的那一面應朝上。

6) 以 Stratalinker 1800 進行 *uv* 連結反應。

7) 雜合前置反應：

- a) 將 10 mL 雜合溶液注入一個塑膠袋。
- b) 把已經風乾之尼龍膜移置於塑膠袋內，小心地把氣泡移除之後，以封口機密封好，再移至 42°C 恆溫槽進行雜合前置反應 1~2 h。

8) 核酸探針變性反應：

- a) 以微量吸管小心地把 PCR 產物移至新的微量離心管。
- b) 將裝著核酸探針的微量離心管放入沸水中加熱 10 min。

◆ 請記得以夾子固定微量離心管之蓋子，以免加熱時蓋子爆開。

- c) 把離心管移入冰浴裏靜置 3 min。
 - d) 瞬間離心後，取出已被變性的核酸探針，加到 5 mL 之雜合溶液。
- 9) 雜合反應：
- a) 剪開塑膠袋一角，倒出塑膠袋內雜合前置反應所使用之溶液，並加入新配之含有核酸探針的雜合溶液 (8-d)。
 - b) 小心移除氣泡，並以封口機密封塑膠袋。
 - c) 如前節所述將塑膠袋移至 42°C 恆溫槽，雜合反應將進行過夜。
- 10) 以含鹽緩衝液與 SDS 漂洗轉印膜 (Northern blot)：
- a) 拿出塑膠袋，塑膠方盒以清水沖洗乾淨之後，裝入 80 mL [2×SSC, 0.1% SDS]。剪開塑膠袋，把尼龍膜取出放進 [2×SSC, 0.1% SDS]，於室溫漂洗 2 次，每次 5 min。
 - b) 續以 100 mL [0.1×SSC, 0.1% SDS] 於 60°C 洗 2 次，每次 15 min。
- ◆ 溶液需先置於 60°C 恆溫水槽中預熱。

註解討論：

- a. 在進行步驟 6) 之 *uv* 連結反應之後，若無法立即進行北方雜合反應，可將尼龍膜放入塑膠袋中，並放置於 -20°C 冰箱保存。
- b. 在完成步驟 10) 之轉印膜漂洗工作後，若無法立即進行 DIG 酵素連結免疫反應與鹼性去磷酸酶呈色反應，可將轉印膜放入塑膠袋中，並放置於 4°C 冰箱保存。
- c. 最後以 [0.1×SSC, 0.1% SDS] 漂洗轉印膜時，所用的溫度可依實際需要再調整，以便去除非專一性反應，減少雜訊。
- d. 一般可以藉哪些方式控制雜合反應與轉印膜漂洗過程之嚴苛度？

3.3.3 以酵素連結免疫反應與鹼性去磷酸酶呈色反應偵測雜合訊息

進行雜合反應時所使用的探針若為放射性物質所標定者，雜合訊息可經由放射顯影術 (autoradiography) 偵測出來；若為 DIG 所標定者，則需借助 anti-DIG 抗體與鹼性去磷酸酶 (alkaline phosphatase, AP) 之 conjugate，並利用鹼性去磷酸酶的酵素活性轉現雜合反應訊息。目前常用來進行鹼性去磷酸酶呈色反應的基質為 NBT (nitroblue tetrazolium) 與 BCIP (5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, toluidinium salt)；此外，也可以選用 CSPD 或 CDP-Star 等試劑，以增加檢測敏感度。

儀器用具：

- 平端鑷子
- 旋轉搖盪器 (rotary shaker)

藥品試劑：

- DIG nucleic acid detection kit (Roche)，內含：

Anti-DIG-AP conjugate
NBT/BCIP stock solution
Blocking reagent

Washing buffer (Maleic acid buffer + 3% Tween 20, v/v)

Maleic acid buffer (0.1 M maleic acid; 0.15 M NaCl; adjust to pH 7.5 with NaOH)

Blocking solution (1% blocking reagent in maleic acid buffer)

Detection buffer (0.1 M Tris-HCl, pH 9.5; 0.1 M NaCl; 50 mM MgCl₂)

TE (10 mM Tris-HCl, pH 8.0; 1 mM EDTA)

Color-substrate solution (需要使用時取 10 mL 之 detection buffer，加入 200 μL NBT/BCIP stock solution 均勻混合)

方法步驟：

◆ 注意：

- a. 以下反應條件與程序主要是參照 DIG nucleic acid detection kit 製造廠商所提供之產品說明書。
- b. 北方與南方雜合之尼龍膜可同步處理，所有反應於室溫進行。
- c. 以平端鑷子將尼龍膜自一種溶液移至次一種溶液時，儘可能滴乾前者之殘留部份，以免影響後續反應。
- d. 浸洗過程應以搖盪器低速搖動 (50 rpm)，以便加強作用。

1) 進行 anti-DIG/AP conjugate 與 DIG-核酸探針之免疫結合反應：

- a) 以 50 mL 之 washing buffer 浸洗尼龍膜 1 min。
- b) Blocking：把尼龍膜放入 20 mL blocking solution 作用 30 min，以便填充尼龍膜上之非專一性結合部位。
- c) 取出 2 μL 之 anti-DIG-AP conjugate，並以 10 mL 之 blocking solution 稀釋。
- d) 免疫結合反應：把 anti-DIG-AP conjugate 稀釋液連同尼龍膜一起放入塑膠袋內，仔細除去氣泡並封口之後，低速搖動作用 30 min。
- e) 以 50 mL washing buffer 浸洗尼龍膜 2 次 (每次 15 min)，以便去除多餘及非專一性結合於尼龍膜的 anti-DIG-AP conjugate。
- f) 將尼龍膜放置於 20 mL 之 detection buffer 漂洗 2 min。

2) 鹼性去磷酸酵素呈色反應：

- a) 取出尼龍膜，放入 10 mL 現配之 color-substrate solution，並隨即把尼龍膜及作用溶液移至黑暗環境 (例如抽屜內) 作用。每幾分鐘檢視一次，待紫色條帶出現時即可終止反應。
- b) 欲終止反應時，請把尼龍膜移至 50 mL TE 浸漬 5 min。
- c) 拿出尼龍膜，滴乾反應液後放置於衛生紙上風乾至少 30 min，加以護貝即可保存。

註解討論：

- a. 可用來定量 RNA 的方法，除了北方雜合分析之外，還有 primer extension, S1 mapping, RNase protection 及 reverse transcriptase-PCR 等；這些方法各有其特色，可依研究內容之需要選擇使用。

- b. 若應實驗需要，須以不同核酸探針對同一張轉印膜進行多次雜合反應時，應注意隨時保持轉印膜溼潤，否則可能會因轉印膜乾透，無法去除膜上之雜合訊息，而影響了後續的雜合反應。

參考文獻：

- Ausubel, F. M., Brent, R. Kingston, R. E., Moore, D. D., Seidman, J. G., Smith, J. A., and Struhl, K. 2005. *Current Protocols in Molecular Biology*. John Wiley & Sons, USA
- Gesteland, R. F., Cech, T. R., and Atkins, J. F. 1999. *The RNA world : the nature of modern RNA suggests a prebiotic RNA world*, 2nd ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press, USA
- Rapley, R., and Manning, D. L. 1998. *RNA isolation and characterization protocols*. Humana Press, USA
- Sambrook, J., and Russell, D.W. 2001. *Molecular cloning: a laboratory, 3rd ed*. Cold Spring Harbor Laboratory Press, USA
- Summers WC (1970) A simple method for extraction of RNA from *E. coli* utilizing diethylpyrocarbonate. *Anal Biochem* **33**: 459-463

