X


實驗單元



實驗單元:

- X0 實驗進行通則
- X1 粗抽與分劃
- X2 膠體過濾法
- X3 離子交換法
- X4 製備式電泳
- X5 轉印及定序
- X6 酵素動力學

酵素化學實驗進度流程表



X0 實驗進行通則

共有六個實驗單元 (X1~X6),每個單元是一種純化或檢定操作,每次所得到的產物,要收 集並進行各種分析 (Y1~Y6); 各單元的進行,都遵循以下通則進行,請仔細閱讀:

實驗操作前 - 做好預習準備:

- 1. 詳細研究每單元的操作指示與流程 (見以下 $X1 \subseteq X6$), 研讀各種參考講義 (如 B3) 或 參考附件; 充分的預習, 是實驗成功的必要條件; 教師將嚴格檢查預習記錄本。
- 2. 擬定你自己的實驗操作步驟流程,預習每一操作細節,有不懂的一定要問清楚。此操作流程類似大一普化實驗的工作記錄紙,預先把將要記錄的空格畫出來。可以參照 A2 實驗之路 建議的方法,擬定你的工作計劃。 請不要完全抄襲 B3 的操作步驟!
- 3. 與教師或同學、助教討論應注意的操作重點,並問清材料、藥品的位置與情況。
- 4. 注意有無停電或停水等通告,若有狀況發生要事先做好預防準備。


實驗操作時 - 按步就班進行:

- 1. 預先把所有藥品及用具準備好,需要預約的材料或儀器,請先登記或預訂。早一天把 所有的緩衝液或試劑準備好,不熟的儀器要先學會使用法。
- 2. 在操作前,清理所要使用的桌面,整理藥品與儀器,拋開所有雜務。在正式開動前, 再看一次實驗流程。
- 3. 依照所擬的步驟,一步步小心執行,錯誤發生時要小心評估其嚴重性。
- 4. 在操作記錄本上詳細記下每一步驟進行的細節,尤其注意有無意外發現或失誤。
- 5. 使用儀器時,若有任何問題或誤用,請立刻向教師報告,以免延誤。若有臨時停電或 停水狀況,視當場狀況決定是要繼續進行,或者另外重新開始。
- 6.實驗進行時,若在儀器或用具的使用上與他組有衝突,請互相協調禮讓。
- 7. 每天早上十點,準時開始進行實驗,教師將隨時到場觀察各組實驗進行情形。

實驗操作後 - 收拾好準時完成:

- 1. 每階段實驗的收成品,請用微量試管吸取 0.1 mL 冷藏起來,以便最後一起分析。
- 2. 請在規定時間內完成實驗,並收拾所有用過的儀器及藥品,準備移交給下一組。
- 3. 用過的桌面或用具,一定要保持乾淨整齊,不得雜亂無章,否則會影響成績。
- 4. 請立刻整理數據,把結果繪成圖表,準備在次週 One-Page Show 報告。
- 5. 報告請多用原創性資料或結果,引用他人文章或看法時,一定要註明出處。
- 6. 並不禁止同學參考往年同學留下的實驗報告,但應該效其精華而自行模擬體會,不要一時照抄;且一旦發現抄襲,將會遭退件。

Crude Extraction and Ammonium Sulfate Fractionation



X1 粗抽與分劃

由植物材料開始,經緩衝液抽取得到粗抽取液,再以硫酸銨分劃收得蛋白質。

實驗步驟摘要:

- 1. 請先把整個實驗的步驟寫成流程,並整理出兩張表: 藥品試劑 及 儀器用具,本實驗要使用離心機、果汁機及冰浴等,要先確實準備妥當。
- 2. 取約 100 克甘藷,依照澱粉磷解脢的純化方法,進行粗酵素的抽取。 注意本實驗所抽得的粗酵素 (XT),即為以後各實驗的起始材料。 XT 共 _____mL。
- 3.以硫酸銨分劃沉澱蛋白質,每百分之二十飽和濃度收集一次,共有五個分劃。
- 4. 這五個分劃分別溶於最少量的緩衝液,然後對 1×緩衝液 A 透析過夜,離心去沈澱後 測量每個分劃的体積,並進行各項分析工作。
- 5. 分析檢定的項目包括:蛋白質定量 (Y1) 及酵素活性分析 (Y2);並以電泳及其活性染色檢定磷解脢活性位置 (Y3)。此一步驟的結果,將會得到極重要的指引。
- 6. 依活性分析或電泳結果,取含酵素較高的分劃,合併後置 4℃保存;請注意澱粉磷解 脢不耐凍結,請勿放在零下的冷凍櫃中。 AS 共 _____ mL。
- 7. 你自己所有的藥品或樣本,一定要寫明: 樣本名稱、日期、你的姓名。
- 8. 本實驗的成品,將在下面的各實驗中用到,若失敗的話將影響到你的實驗進度。


預期結果:

- 1. 五個分劃各有不同的蛋白質含量及活性,請以硫酸銨百分比為橫軸作圖。
- 2. 請注意那一個分劃含有最高的酵素活性,並且蛋白質含量較少。
- 3. 請把硫酸銨各分劃的活性分析與電泳與結果比較,兩者有無對應或相悖之處?
- 4. 請仔細檢討你的結果,可能會有許多不合理的地方,若察覺結果可能有問題,一定要提出合理的解釋及解決方法,不要輕易放過任何嫌疑點,否則將來怕有大惠。

問題與檢討:

- 1. 硫酸銨的作用原理是什麼? 能否不用硫酸銨沈澱?
- 2. 何謂比活性? 硫酸銨分劃後應當以比活性來選取所要分劃,或是以總活性來選取?
- 3. 經過本實驗後,發現所要酵素的比活性都沒有增加,則本實驗有沒有必要進行?
- 4. 添加硫酸銨時,前面幾個分劃要加得比較慢,但後面的分劃可以加快,為什麼?
- 5. 若你的五個分劃的酵素活性全都不見了,且活性分析法沒有問題,則你的酵素到底在 那裡?如何去找尋?
- 6. 本實驗的設計,故意安排有一個很大的陷阱,請找出此一陷阱為何?

Gel Filtration Chromatography



X2 膠体過濾法

由硫酸銨沈澱所得到的粗蛋白質,再經膠体過濾法把不同分子量的蛋白質分離開來。

實驗步驟摘要:

- 1. 同上次實驗,請先把整個實驗的步驟寫好摘要,整理出兩張表: 藥品試劑 及 儀器用 具,並請事先清點所有的儀器、管柱及膠体,熟悉其用法及特性。
- 2. 裝填一支 Sephacryl S-300 管柱備用。 以層析法純化蛋白質,本來應在冷藏箱內操作, 但因為冷藏箱空間不足,全部改在室溫下進行(夏天時晚上請勿關冷氣)。
- 3. 取出上次所抽得粗酵素之一(AS),若有沉澱要先離心去除之。
- 4. 取適量粗酵素進行膠体過濾分離,流洗液分劃收集之,準備進行分析檢定工作。
- 5.分析檢定的項目: 所有的分劃均進行 蛋白質定量 (Y1) 及 酵素活性分析 (Y2); 取部份具有蛋白質或酵素活性的分劃,以 disc-PAGE 電泳檢定之 (Y3)。
- 6. 依活性分析結果作圖,參考電泳活性染色結果,收集活性較高而雜質較少的分劃,準備進行下一步驟的離子交換法(X3)。 GF 共 _____ mL。
- 7. 第二天同一管柱要跑標準分子量蛋白質,請在標準分子量樣品中加入 0.3 mL GF。
- 8. 實驗完成後,請把膠体取出放回瓶子,連同管柱、儀器等用品,移交或收存起來。
- 9. 因本操作是在室溫下進行,實驗前後儘量把所有樣本儘快在低溫下貯存。


預期結果:

- 1.作圖得到數個蛋白質峰及數個活性峰,收集較強的活性峰,其他的部份即為雜質。但 請注意,由活性分析所得到的結果,可能會造成誤判而失去酵素!
- 2. 把畫出膠體過濾管柱的標準分子量校正線,並推出澱粉磷解脢的分子量為多少。
- 3. 由電泳所得結果,與膠体過濾前的樣本比較,可以判斷純化的效果如何。

問題與檢討:

- 1. 膠体過濾法的原理及其分離原理為何?
- 2. 管柱裝填不良及分劃收集器沒有裝置妥善,是較常見的問題,請預先防範之。
- 3. 由硫酸銨到膠体過濾的純化過程,你的酵素活性回收多少? 比活性有無增加?
- 4. 若把你經過膠体過濾法所得到的純化樣本,再通過一次膠体過濾,則對純化效果有無 意義? 有沒有例外情形?
- 5. 本實驗並沒有在冷房中進行,可能會有何種影響? 如何增加實驗的可靠性?
- 6. 本實驗的設計,也安排有一個更大的陷阱,請找出此一陷阱為何。
- 7. 上述問題可能也會影響到分子量的測定,請小心討論之。

Ion Exchange Chromatography



X3 離子交換法

離子交換法可以把帶有不同電荷密度的蛋白質分離開來。

實驗步驟摘要:

- 1. 同上次實驗,請先把整個實驗的步驟寫好摘要,整理出兩張表: 藥品試劑 及 儀器用具,並請清點所有的儀器、簡易塑膠管柱及膠体,熟悉其用法及特性。
- 2. 裝填一支 DEAE Sephacel 管柱備用,請注意離子交換膠体一定要在緩衝液中平衡完 全。 以層析法分離酵素本應在冷藏箱內操作,本次也因冷房空間不足,改在室溫下 進行(夏天時晚上請勿關冷氣機)。 在收得樣本後,儘速保持在低溫下貯藏。
- 3. 取出上次膠体過濾法所抽得的酵素 (GF),檢查有無沉澱,有的話要先離心去除之。
- 4. 把樣本注入管柱,並通以緩衝液流洗之,馬上開始分劃收集流洗液;俟洗過兩個管柱 体積後,準備以鹽梯度流洗出酵素。 有兩種方法: 連續梯度 或 階段梯度。
- 5. 兩種梯度均拉 0.2 到 0.5 M NaCl 的梯度 (階梯梯度以 0.1 M 為一階),然後再以 0.5 M NaCl 流洗一個管柱体積。 收起所有梯度分劃,準備進行分析工作。
- 6.分析項目: 所有的分劃均進行 蛋白質定量 (Y1) 及 酵素活性分析 (Y2); 然後選取部份具有蛋白質或酵素活性的分劃,以 SDS-PAGE 電泳檢定之 (Y4)。
- 7. 依分析所得作圖結果,參考電泳結果,取活性較高的分劃收集起來,保存在 4° C,準備進行製備式電泳 (X4)。 IEX 共 _____ mL。
- 8. 實驗完成後,請把膠体取出,在玻璃淬砂漏斗中,以緩衝液清洗膠体至平衡,放回瓶子裡,連同管柱、儀器等用品,準備移交或收藏。 使用至此階段,各組濃縮所用的器具 (Centriplus)要小心檢查是否有破洞,同時濃縮後不要馬上把廢液倒掉。


預期結果:

- 1. 作圖得到數個蛋白質尖峰及一兩個活性峰, 收集較強的活性峰。
- 2. 由電泳所得結果,與離子交換前的樣本比較,你應該可以判斷純化的效果如何。
- 3.以上各個純化澱粉磷解脢的過程中,以活性分析法可能得到許多活性峰,這些活性峰 是否都是磷解脢?如何判定真假?

問題與檢討:

- 1. 離子交換法的原理及其分離原理為何?
- 2. 離子交換膠体沒有平衡或再生完全,是失敗的主因,請小心此點。
- 3.硫酸銨-膠体過濾-離子交換純化過程中,酵素活性回收多少? 比活性有無增加?
- 4. 三週來的純化過程中,一路伴隨著正或負的假象 (artifact),對目標酵素的選取會造成 誤判,請一一指出。

Preparative Gel Electrophoresis



X4 製備式電泳

製備式電泳法可以在電泳上把各種蛋白質分開,直接切出色帶並且純化出來。

實驗步驟摘要:

- 1. 同上次實驗,請先把整個實驗的步驟寫好摘要,整理出兩張表: 藥品試劑 及 儀器用具,並請清點所有的儀器、大小型電泳槽及供電器,熟悉其用法及特性。
- 2. 依參考講義所述的製備膠体型式,進行製備式電泳,電泳槽可以改用迷你電泳槽,但使用最厚的間隔條 (1.5 mm)。
- 3. 電泳要在指定的冷藏箱內操作,請注意冷藏箱內的秩序與整潔,儘量避免打開箱門。
- 4. 樣本使用上次離子交換法所純化得的酵素 (IEX),若有必要則再經超微過濾膜濃縮; 直接使用 X1 的備份粗抽取液為樣本時,效果會很差。
- 5. 在跑製備式電泳之前,應先跑一次迷你式 disc-PAGE 電泳 (Y3),同時做蛋白質及活性染色,以便事先確定澱粉磷解脢的位置。
- 6. 依所計畫的步驟進行電泳,俟追蹤染劑跑出膠体後,在膠體兩側各切出一條垂直膠片,並以活性染色定位之;若同時有數條色帶出現而無法確定,則分別切下來溶離,溶離出來之後才進行確認。 PE 共收得 _____ mL。
- 7.以電泳溶離器把蛋白質溶出膠体,約兩小時可收一次,共收約四次。此一步驟最容易損失蛋白質,與收取溶離液的技術有關,要小心練習之。
- 8. 電泳溶離出來的蛋白質進行檢定:蛋白質定量 (Y1) 及酵素活性分析 (Y2), 然後以 SDS-PAGE 電泳 (Y4) 檢定其純度。
- 9. 製備式電泳所得到的酵素,將要作為下個實驗的材料,因此請小心收拾;若怕在製備式電泳出錯而影響動力學測定,請留下一些 IEX 備用。
- 10. 實驗完成後,請清點並清理所有電泳及溶離用具,準備移交或收藏起來。


預期結果:

- 1. 由最後的 SDS-PAGE 結果,你可以看出所純化出來的酵素純度如何。
- 2. 若你是由粗抽取液直接進行製備式電泳,則效果可能很差,會有較多雜質。
- 3. 由切下來的膠体中,溶離出所要的蛋白質,有時會損失很多,如何避免之?

問題與檢討:

- 1. SDS-PAGE 與 disc-PAGE 兩種膠体電泳,在原理、機制及其應用上,有何異同?
- 2. 製備式電泳的回收率一般都很低,是何緣故? 如何避免或改進之?
- 3. 製備式電泳所切下含有酵素的膠塊,可以直接應用到何種實驗,而不須先經溶離?

Western Transfer & Amino Acid Sequencing



X5 轉印及定序

抗體可以很精準地結合到目標蛋白質;電泳的強大解析力加上抗體的專一性,使得免疫 轉印成為最有力的分析工具之一。

實驗步驟摘要:

- 1. 同上次實驗,請先把整個實驗的步驟寫好摘要,整理出兩張表: 藥品試劑 及 儀器用具,並請注意轉印槽、免疫試劑的使用法。
- 2. 基本操作方法請看參考講義的實驗方法,但請整理出你自己的操作流程;另外你可能需要加強有關免疫化學方面的基本知識。
- 3. 請先把留下來的五種樣本 (XT, AS, GF, IEX, PE) 進行蛋白質定量,以便依據所得的蛋白質濃度,決定電泳樣本的使用量;每個樣本均定量使用 1~10 μg 蛋白質。
- 4. 小心安排電泳片上的各個樣本 (XT, AS, GF, IEX, PE) 以及 marker 的位置,以便進行 SDS-PAGE,然後轉印到硝化纖維紙上,再以抗體染色。另外準備一片沒有樣本槽的 SDS-PAGE 膠片,以便次日進行二次元電泳。
- 5.二次元電泳的第一次元跑 disc-PAGE, 切出所要色帶, 浸入 SDS 電泳緩衝液 30 min 後,塞入第二次元的 SDS-PAGE 膠片,電泳後進行轉印,轉印紙經快速染色定位所要的蛋白質,剪出色帶後送胺基酸自動定序分析。
 - ◆二次元電泳跑得較佳,且能夠切得清楚色帶者,才得送胺基酸定序。
- 6. 完成後請清點並清理所有用具,移交或收存,要特別注意免疫試劑的保存方法。


預期結果:

- 1. 『硫酸銨-膠體過濾-離子交換法-製備式電泳』這一連串純化過程中,你的酵素活性回收有多少? 比活性有無隨著增加? 那一種分離方法效果最佳?
- 2. 免疫轉印後,你可以在轉印紙上看到幾條呈色色帶? 那應該是什麼物質?
- 3. 定序可能要費數週時間,若樣本太雜、太稀,也可能無法成功定序;請把定序結果及 搜尋的討論,寫在最後的實驗報告中。
- 4. 請注意澱粉磷解脢的分子特性 (蛋白質降解) 與所觀察到的結果,有何關聯?

問題與檢討:

- 1. 免疫轉印操作過程中,若有任何一步失誤,很容易得到一片空白的結果,特此警告。 因此建議在實驗之前,詳細做好紙上作業,多與同學們或教師討論操作過程。
- 2. 為了切得到所要的目標蛋白質色點,一定要用二次元電泳嗎?
- 3. 得到胺基酸序列後,你可以進行哪些研究工作? 可獲得何種訊息?

Enzyme Kinetics & Purification Table



X6 酵素動力學

酵素動力學是以改變基質濃度,或加入抑制劑等效應物,來觀察酵素反應速率的變化, 藉以瞭解酵素與基質的關係,以及酵素的最大反應速率。

實驗步驟摘要:

- 1. 請先把實驗的各個項目及詳細步驟寫好摘要,並整理出兩張表: 藥品試劑 及 儀器用具。本實驗全都在做酵素活性的分析,再以作圖整理數據,求得動力學結果。
- 2.本實驗的基本操作雖然只是酵素活性分析法,但重要的是有關酵素動力學的基本概念,如何求出Michaelis-Menten常數 (K_m) 及 V_{max} ,以及它們所代表的意義。
- 3.以合成方向而言,澱粉磷解脢有兩個基質 (葡聚醣及Glc-1-P),可分別測定兩者的動力學常數;若葡聚醣濃度飽和,改變Glc-1-P濃度,可測得酵素對Glc-1-P的 K_m 。
- 4. 活性分析所得到的原始數據是吸光值,並非酵素的活性單位,故在上述的實驗中,必 須同時做一條 吸光值 與 磷酸濃度 的關係直線,以便把吸光值轉換成活性單位。
- 5. 使用純化的 PE 或者 IEX 樣本;在進行動力學測定以前,必須先決定一個最適當的酵素量,使活性測定所得的吸光值落在 1 1.5 之間 (為何要如此?)。
- 6. 另外把所收集到的五個樣本 (XT, AS, GF, IEX, PE),分別進行蛋白質及酵素活性測定,以便整理出 純化表。 在測定各樣本時,要注意各樣本的稀釋度要一致,且所得吸光值也不能太高或太低,以便得到較可靠的結果。

預期結果:

- 1.以Glc-1-P的 K_m 測定為例,若酵素濃度適中,依 [Glc-1-P] 改變可得到一組數據 (吸光值);以 [Glc-1-P] 為橫座標,吸光值為縱座標,可得一曲線;再化為雙倒數座標,則成為一直線,進而求得 K_m 及 V_{max} 。 作圖時請注意兩個座標軸的單位。
- 2. 由動力學結果可以得知酵素對基質的催化行為,但其解讀也要極為小心,以免誤判。 最好多複習相關的生化基本知識,多看一些例子,才能有心得。
- 3. **純化表** 可看出整個純化步驟的效果如何,通常是比較其 純化倍數、活性回收率 及 所得酵素的 比活性 大小; 這些都是從所測得的 蛋白質量、活性單位 及 總體積 等 基本資料所算出來的。

問題與檢討:

- 1. 若酵素或基質的濃度不適當,則雙倒數作圖很難畫出直線,故動力學實驗之前就要先 決定適當的酵素濃度。
- 2.β-澱粉脢是澱粉磷解脢的抑制劑,你可以用它來做動力學的抑制曲線(如何做?)。
- 3. 由純化表看來,是否有那些純化步驟沒有什麼效果,但能否因而除去這一步驟?

X1~6

實驗單元

Y

分析方法



分析方法:

- Y1 蛋白質定量法
- Y2 酵素活性分析法
- Y3 原態電泳及活性染色
- Y4 SDS 膠體電泳
- Y5 轉印及免疫呈色法
- Y6 酵素動力學測定

Y分析方法

本實驗共需用到六種基本分析方法 (Y1~Y6), 其詳細內容請見參考講義 B3; 下表把這些分析方法在 B3 的出現章節及頁數標出,請參考其中所寫的方法與步驟。 在草擬實驗計畫時,請不要完全抄襲這些方法,而是應該依照你的需要,重新組合後寫出你自己的實驗步驟。

各種分析方法的參考出處:

分析方法	B3 章節	名稱	頁 數
Y1 蛋白質定量法	1.1	蛋白質定量法	193
Y2 酵素活性分析法	1.2	澱粉磷解脢活性分析	195
Y3 原態電泳及活性染色	3.1	不連續膠體電泳 (native-PAGE)	205
	3.5.4	澱粉磷解脢活性染色法	215
Y4 SDS 膠體電泳	3.2	SDS 膠體電泳	207
Y5 轉印及免疫呈色法	4.1	蛋白質電泳轉印法	217
	4.2	酵素免疫染色	218
Y6 酵素動力學測定	1.3	澱粉磷解脢動力學分析 196	

以上各種分析方法的基本原理,在參考講義 B2 中有詳細說明,請自行閱讀之;同時也會在實驗課上課期間,每天的講習課程中講述其原理。

Y1~6 分析方法

Z

基本操作



基本操作:

- Z1 自動吸管
- **Z2** 天平及酸鹼度計
- Z3 離心機
- Z4 光度計及 ELISA 計
- Z5 透析及濃縮
- Z6 電腦及軟體

Z基本操作

本實驗課程排有六種最基本的實驗操作(Z1~Z6),是所有純化與分析方法的基石;因此在正式進行純化流程之前,先在第○週前兩天的講習課程內,完成這些基本操作訓練。其目的是要養成正確的操作習慣,以便在未來的各週實驗中,能夠有效地執行複雜的實驗。基本操作訓練分成六項,每項依序輪流進行,請注意每一操作單元的目標。

基本操作的訓練目標及地點:

	基本操作	目標	地 點	
Z1	自動吸管	正確使用自動吸管 自動吸管的校正與維護 對 μL 及 mL 微量體積的感覺	實驗桌	
Z2	天平及酸鹼度計	正確使用天平及 pH 計 天平及 pH 計的校正方法 使用天平及 pH 計的習慣及禮儀	準備室	
Z3	離心機	正確使用高速離心機 安全問題 (一定要平衡好) 使用離心機的習慣及禮儀	離心機	
Z4	光度計及 ELISA 計	正確使用光度計的方法 正確使用 ELISA reader 各種光度計的校正方法	光度計	
Z5	透析及濃縮	透析膜處理法 透析袋使用方法 超微膜離心濃縮法		
Z6	電腦及軟體	重要軟體介紹 (MS Word, SigmaPlot) 網路使用 (Reference Manager) 電腦室 電腦使用方法及規則		

基本操作訓練方式建議:

- 1. 在第○週的基本訓練中,將上述 Z1-Z6 分成兩天訓練;通常第一天 Z1, Z3, Z5,第二天 Z2, Z4, Z6; Z1 與 Z2 必須安排在不同日,因為兩者都要用到天平。
- 2. 每天的三項操作訓練設立為三站,由三位助教分別擔任各站主持人;同學分成三組, 輪流到每一站聽取講解;每站的講解時間為 20 min,時間一到馬上移動到下站。
- 3. 如此輪完三站的講解後解散,但同學必須到每一站去接受操作檢定,操作正確無誤者過關,由主持助教簽名,完成當天的三項科目後才能離去。
- 4. 助教請就各項操作的注意要點監督,若同學操作不夠正確,必須排隊重來一次,並 在旁觀看其他同學操作,一直到完全正確為止。

Z1 自動吸管

自動吸管 (autopipet) 是所有實驗最基本的配備,有如步兵的步槍一樣,若一支步槍的射擊校正不夠準確,就打不到目標。 請一定要先小心校正你的自動吸管,以免往後整個實驗過程的取量都有問題。

儀器用具:

自動吸管 Pipetman P-20, P-200, P-1000, P-5000 各一支

各種容量的吸管頭 (tip): 黄色 (20, 200 μL), 藍色 (1000 μL), 無色 (5 mL),

天平 (9.999) 及秤量船 (要多借用幾台天平,以免同學久候)

純水及燒杯

操作項目:

- 1. 要試用過每一種大小的自動吸管。
- 2. 用自動吸管吸取定量的水到天平上秤量,看體積與重量間的關係。
- 3. 拆開自動吸管,熟悉內部構造;裝回去以後,再次確定取量是否精確。

注意事項:

- 1. 當吸管接上 tip 後,一定要確定有緊密接上,否則取量會不準。
- 2. 吸取溶液時,一定要小心吸上或放出,速度太快就會吸入空氣。
- 3. 用 1 mL 以上的自動吸管時,在吸取溶液後 tip 尖端不要馬上離開液面;尤其在吸取密度或黏滯度很高的液體時,尤其要等候更長久的時間 (3~5 s)。
- 4. 要練習一看到 tip 內液體的高度,即可猜出有若干體積。
- 5. 吸有液體的自動吸管,不得放下平躺或倒置,溶液會流入吸管中。
- 6. 拆開自動吸管後,小心其中各個零件,不要遺失或沾上灰塵;內部不可塗抹凡士林。
- 7. 若自動吸管本體不小心吸入液體,要馬上拆開清理後擦乾。
- 8. 千萬不可把自動吸管掉到地上! 自動吸管不可用火烤!

問題檢討:

- 1. 如何發現你的 tip 並沒有裝得很緊密?
- 2. 如何確定你的自動吸管是準確的?
- 3. 儘量節省 tip,當你吸取同一溶液的系列濃度時,需不需要每次都換 tip?
- 4. 某生匆匆取了一支自動吸管,轉到刻度 50 後,急忙吸取 50 μL,可能有何差錯?
- 5. 你如何以自動吸管取用 0.5 mL 50% 甘油?

Z2 天平及酸鹼度計

天平及酸鹼度計都是實驗室中常用且重要的儀器;像自動吸管一樣,若沒有操作或校正好,所有的實驗將都會有問題。 Tris 可以作為良好的緩衝液分子,Sigma 售有 Tris 的 acid 及base 兩種形態,以不同的重量比例混合,可配製出不同 pH 的溶液;本操作將指定一個 pH,讓同學查表秤取兩種 Tris,配製出來的溶液,可用酸鹼度計測量其 pH 是否正確。 另外,測量 Tris 的 pH 需使用特定的酸鹼度計,其酸鹼度探針 (probe) 上的透膜可以耐 Tris。

儀器用具:

天平 (9.999) 及秤量船 (最好能借到五台天平,以免同學久候) 酸鹼度計及標準酸鹼度溶液 (使用耐 Tris 的探針,兩台即可) Tris HCl 及 Tris base (Sigma 各種 pH 的 Tris 緩衝液配製表) 純水及燒杯 攪拌器及攪拌子

操作項目:

- 1. 校正電動天平。
- 2. 校正酸鹼度計。
- 3. 配製 100 mL Tris 緩衝液 (50 mM, pH 由助教指定)。

注意事項:

- 1. 使用前先檢查天平的位置是否水平,可能的話還要校正天平。
- 2. 小心酸鹼度計的探針很容易被打破,也不能長久暴露於空氣中。
- 3. Tris 緩衝液的 pH 受溫度影響很大,要注意當日的室溫如何。
- 4. 使用天平及酸鹼度計最容易弄髒實驗桌,使用後桌面一定要清理乾淨。
- 5. 許多有害的物質,在秤量時要注意勿吸入肺部。也小心處理使用後的秤量紙,要小心輕輕包好後,才置入垃圾桶中;毒劇藥的用紙不能隨便丟到垃圾桶中。

問題檢討:

- 1. 若你所配製出來 Tris 緩衝液的 pH 不對,可能有哪些地方出了問題?
- 2. 為何校正酸鹼度計要使用兩種標準 pH 液? 而且其中一個必須是 pH 7.0?
- 3. 為什麼有些緩衝液在室溫或空氣中久置後,酸鹼度會改變?
- 4. 如何經由觀察即可得知某一台天平或酸鹼度計準不準確?

Z3 離心機

離心機是實驗室極常見的分離工具,通常依其使用目的可分成數種:低速離心機、高速冷凍離心機、超高速真空離心機等;低速又有細胞離心機,以及常見的微量離心機等。使用離心機首重安全,因為離心力失控可能造成很大的破壞;因此要注意離心管是否有平衡,離心轉速是否超過極限,離心陀是否有腐蝕或過荷。

儀器用具:

高速冷凍離心機 離心陀及離心管 微量離心機 (microfuge) 懸臂式粗天平

操作項目:

- 1. 平衡離心管。
- 2. 離心機操作方法。
- 3. 離心機及離心陀的保養方法。

注意事項:

- 1. 通常離心機都會有登記表,請在使用前確實登記 (使用者、轉陀、轉速、時間)。
- 2. 離心管一定要平衡好,放入離心陀時也要注意位置平衡。絕對不要超過離心機或離心 陀的最高限轉速。
- 3. 一定要在達到預設轉速後,才能離開離心機;若有任何異狀,要立刻停機。
- 4. 通常聽聲音即可得知離心狀況是否正常,也可注意離心機的震動情形。
- 5. 使用硫酸銨等高鹽溶液樣本後,一定要把離心陀洗乾淨,也要清理離心機轉艙。
- 6. 超高速離心機則因轉速極高,也更加複雜,需要另外的專門訓練才可使用。

問題檢討:

- 1. 高速以上的離心機為何要冷凍或者抽真空?
- 2. 你已經很小心地把兩隻樣本離心管平衡好,但開動離心機後,還是發生不平衡狀況, 停機後取出再秤一次,發現兩隻離心管還是平衡的;請問為何會發生不平衡?
- 3. 離心陀一般分成懸籃式 (swing bucket) 及角型 (angular) 兩大類,使用上有何差別?
- 4. 一般論文中記載的離心條件,有人記錄轉速 (如 8,000 rpm),有人記錄離心重力 (如 10,000g);二者有何不同? 何者較為適當?

以下用日立 20PR-5 機型為範例,詳細說明離心機的操作步驟。

使用步驟:

- 1. 設定使用溫度 (通常為 4℃) 後,先把離心陀放入離心艙中,注意離心陀要卡好軸心; 關上艙門,離心艙的溫度開始下降,預冷時間要充足。
- 2. 把樣本裝入適當的離心管,雙雙用天平平衡重量,蓋上離心管蓋子並旋緊。
 - ◆注意離心管只裝七成滿,雖然加有蓋子,但也可能因離心力太強而外洩。
 - ◆ 大部分離心管都附有蓋子,注意離心管的蓋子也要一起平衡。
 - ◆離心管通常都會放在碎冰上,注意取出平衡時,要把碎冰的液體擦拭乾淨。
 - ◆落單的離心管要用另一隻裝有清水的離心管平衡。
- 3. 把平衡好的離心管對稱地放入離心陀中,蓋上離心陀的蓋子,注意有無旋緊。
 - ◆ 若離心陀的蓋子沒旋緊,離心時會掉出來,造成很大的傷害!
- 4. 關上離心機艙門,在儀表板上調好所要的轉速與時間 (例如 8,000 rpm, 30 min)。
 - ◆注意所用轉速絕對不能超過離心陀的限定,最高轉速通常寫在離心陀上面,例如 RPR20 的最高轉速為 20,000 rpm,但若離心機太老舊,必須往下調降。
 - ◆轉速與時間設定儘量不要太高,例如能使用 7,000 rpm 者就不要用 8,000 rpm。
- 5. 確定所有步驟無誤後,按 Start 鈕開動,離心機漸漸加速,此時要密切監控。
 - ◆ 有些老式的時間轉鈕,設定 5 min 以下時,要先轉過 10 min 再轉回 5 min。
 - ◆按 Start 的按鈕時,按住時間不能太短,請持續按約一兩秒鐘後才鬆開。
 - ◆ 開始加速的時候最危險,若發現聲音不對,或產生大震動,請立刻按 Stop。
- 6. 等到離心達到所要的轉速後,確定一切正常才可離去。
- 7. 完成離心時,要等離心陀完全靜止後,才能打開艙門;請儘快取出離心管,先觀察離心是否完全,以及沈澱的位置,儘速把上清倒出,小心不要把沈澱弄混濁。
 - ◆不管所要的是上清或沈澱,請取用乾淨的燒杯收集上清,以免有失誤。
 - ◆ 傾倒上清要很小心,以免把沈澱一起倒出來;若不慎混在一起,就要重來一次。
 - ◆若離心管有漏,要找出原因,並且立刻清理離心陀或離心艙。
- 8. 在兩次離心之間的空檔,不需取出離心陀,但蓋上艙門,勿讓熱空氣流入離心艙。
- 9.全部使用完畢後,取出離心陀清理,可以用自來水沖洗,並且倒放晾乾之。離心艙門要打開,等結冰融化後,再稍加擦拭及清理,若有液體漏出,要用清水洗之。也要回頭檢查平衡離心管的天平以及桌面,很容易弄髒,要仔細清理乾淨才離開。

Z4 光度計及 ELISA 計

光度計是實驗室最基本的測量儀器,通常以光源區分為可視光及紫外線兩種,機型有簡單的,也有很複雜的形式;另可分為使用測光管的傳統機型,以及近年來流行使用微量滴定盤的 ELISA 光度計,後者一般只能讀可視光,只有少數貴重機型可以讀紫外光。

儀器用具:

普通光度計及測光管 (cuvette) ELISA 光度計 (Dynatech 或其他廠牌) 微量滴定盤 (microtiter plate)

操作項目:

- 1. 普通光度計的使用及校正方法。
- 2. 測光管的維護及保養。
- 3. 微量滴定盤的使用。
- 4. ELISA 光度計的使用方法。

注意事項:

- 1. 通常光度計都有登記表,請在使用前確實登記(使用者、波長、樣本、時間)。
- 2. 光度計最忌忽開忽關,供應電源不穩,或者不使用而長時間開著燈泡;回家前應當檢查光度計是否已經關掉,並且把光度計清潔乾淨。
- 3. 使用紫外光時,測光管一定要用石英材質者,其他材質者無法透光;同時,測有色物質的溶液時,要避免使用石英測光管。
- 4.新型光度計都有複雜的電腦系統,不會使用者經常會搞得當機,請先請問他人。
- 5. 微量滴定盤的底部請保持乾淨,且滴定槽內不能有氣泡,以免干擾測光。
- 6. 每次測吸光前,要注意使用的波長對不對,空白組是否有做好。

問題檢討:

- 1. 請描述光度計的測光原理,樣本的吸光度大小與樣本的哪些性質有關?
- 2. 蛋白質、核酸在多少波長會有吸光? 為何它們會吸光?
- 3. 有些反應的生成物會有顏色,就可以利用微量滴定盤進行測定;但若此反應過程要加熱,而微量滴定盤無法耐熱,則如何使用 ELISA 光度計來測光?
- 4. 光度計可靠的吸光值範圍多少? 若超過最高可靠值,應當如何處理?

Z5 透析及濃縮

透析與濃縮也是極為基本而且重要的實驗步驟。兩者都是利用薄膜的通透性,來區別分子大小,而達到透析或濃縮的目的。本實驗課程則使用最傳統的透析袋進行透析,另以離心式的薄膜濃縮器進行濃縮,主要是因為其方便性,且可供多數樣本同時進行。

儀器用具:

透析膜(前處理方法如下):

- 1. 戴手套把透析膜剪成適當長度,浸在蒸餾水中 15 min 泡軟。
- 2. 浸入 10 mM sodium bicarbonate 中, 並加熱至 80℃, 一邊攪拌至少 30 min。
- 3. 換到 10 mM Na₂·EDTA中浸泡 30 min,以新鮮的EDTA同樣方法處理三次。
- 4. 再用 80℃蒸餾水洗 30 min, 然後換到 20% 酒精中, 放在 4℃冰箱中保存。

透析夾、攪拌子、攪拌器及5L 塑膠燒杯 (裝蒸餾水4L)

細胞離心機 (懸藍式 3,000 rpm)

離心濃縮管 (Centriplus, Amicon)

樣本:Blue Dextran + FMN (濃度不拘,看得到顏色即可,每人約 10 mL)

操作項目:

- 1. 綁一個透析袋, 裝約 5 mL 樣本, 使其浮於大燒杯內的水面上, 透析過夜。
- 2. 觀察 Centriplus 的構造與其濃縮的原理,注意所要收集的部位為何。
- 3. 試以離心濃縮管處理 5 mL 樣本;注意控制好離心速度,一般離心機都不超過 3,000 rpm,而離心時間不用太久,看到顏色變化即可。

注意事項:

- 1.取出透析袋要先用蒸餾水清洗乾淨,綁透析袋前要先試裝蒸餾水,看透析袋有沒有蛀 孔,會不會有水噴出。綁透析袋不要太用力拉扯,否則透析袋可能會裂開。
- 2. 一般透析至少要 3 h,至少要換兩次透析液 (100~1000 倍樣本體積) 才能完全。
- 3.注意離心濃縮管的離心轉速不能太快,否則薄膜很容易破裂。
- 4. 每次離心濃縮後,暫時不要丟掉外濾液 (filtrate),收集起來以防薄膜破裂流失。

問題檢討:

- 1. 記下透析與薄膜濃縮的結果比較,樣本的顏色有無變化?
- 2. 透析後常常發現透析袋內產牛大量沈澱,是何原因?
- 3. 如何察覺或檢定你的離心濃縮管有無破裂?

Z6 電腦及軟體

電腦是極為強大的工具,如運用得當,可使你的研究或做事能力倍增;下面列出一些常用的軟體及其應用時機,請自行學習使用。資訊網路則是另一個世界,在資訊的獲取上非常重要,千萬不可忽視。

儀器用具:

個人電腦及印表機

網路連線

電腦套裝軟體(如下表)

	Package	Company	實驗上用途	未來用途
*	Word	Microsoft	撰寫實驗報告	撰寫論文主體
*	SigmaPlot	SPSS	製作結果圖表	撰寫論文: 製作圖表
*	Reference Manager	RIS	整理資料庫	撰寫論文: 參考文獻
*	PowerPoint	Microsoft	實驗成果報告	報告論文製作幻燈片
*	序列分析軟體*	(網路)	蛋白質序列分析	巨分子序列分析
	CorelDRAW	Corel	製作流程圖及繪圖	撰寫論文: 製作流程圖
	Visio	Microsoft	製作實驗流程圖	撰寫論文: 製作流程圖
	Access	Microsoft	整理所有實驗用具	個人資料庫建立
	Excel	Microsoft	數據整理與作圖	科學作圖儘量用 SigmaPlot
	Project	Microsoft	規劃實驗課程進度	專案管理
	Organizer	Lotus	排定每日實驗進度	個人日常生活行程管理

[★]一定要純熟使用 ●推薦使用

操作項目:

- 1. 啟動電腦,嘗試進入以上各套裝軟體,並進行簡單操作及應用。
- 2. 進入本校計算機中心網路及圖書館資料庫,試著找尋一些資料庫 (如 PubMed)。
- 3.練習好幾個指定的基本操作,然後在上課期間自行熟悉使用各種進階操作。

注意事項:

- 1.禁止在公用電腦灌入任何軟體,也不要更動電腦上的任何設定,務必確實遵守。
- 2. 禁止從網路下載任何軟體及執行檔,若發現有中毒現象,請立即通報管理員。
- 3. 使用頻率高的軟體,各實驗室應當自行採購原版軟體,大部分軟體都有教育版。

^{*}網路上的基因或蛋白質資料庫,以及序列分析軟體很多,例如GCG (Genetics Computer Group) 巨分子序列分析,可由國家衛生研究院網站 (http://bioinfo.nhri.org.tw/) 進入,正式使用GCG需申請使用者帳戶。